



## Návod k použití



Česky

## Aplikace Corowell Guard

Uživatelský manual v1.0

MKG Consulting UG  
Hauptstraße 96  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
Německo

Telefon: +49 2641 908 28 74  
E-Mail: info@corowell.com

## 1 Použití aplikace Guard

Aplikace Corowell Guard se používá k ověření a ověření elektronických průkazů vydaných aplikací Corowell přečtením QR kódu elektronického průkazu.

## 2 Kontraindikace

- Žádné

## 3 Instrukce

Před prvním použitím aplikace Corowell Guard si prosím přečtěte tento návod.

### 3.1 Upozornění

- Žádné


## 4 Bezpečnostní opatření

- Žádné

## 5 Hlavní funkce

Aplikace Corowell Guard je navržena tak, aby podporovala uživatele během všech procesů tak, aby uživatel mohl úspěšně ověřovat a ověřovat elektronické pasy vydané aplikací Corowell.

Aplikace Corowell Guard (iOS a Android) se skládá z následujících obrazovek. Obrázek 1 poskytuje přehled komponent systému Quick Test Symptom Corowell.



Obrázek 1 – Obrazovky Aplikace Corowell Guard


## 6 Použití aplikace Corowell Guard

Podrobné použití systému Corowell je popsáno v následujících kapitolách.


### 6.1 Obrazovka Elektronické skenování pasu

Když se otevře aplikace Corowell Guard, uživatel bude akceptovat „přístupovou kameru“, takže kamera bude okamžitě aktivní pro skenování Corowell Pass.


Jakmile je Pas naskenován, aplikace ověří platnost a autenticitu Passu a poskytne jednu ze 3 „výsledkových“ obrazovek (viz níže na obrázku 2a „Pass OK“, 2b „Pass Expired“ s dříve nastavenou dobou platnosti indikace a 2c „Pass“ Invalid“, což naznačuje neplatný, zkopírovaný nebo neautentický průkaz)



Obrázek 2a



Obrázek 2b



Obrázek 2c

### 6.2 Vyber jazyk

Jazyk aplikace Corowell Guard se automaticky nastaví na jazyk nastavení smartphonu. Pokud nastavení smartphonu vybralo jazyk, který není v aplikaci k dispozici, výchozí jazyk je angličtina.


### 6.3 Nastavení

V nastavení (Obrázek 3) můžete otevřít tuto příručku a také si přečíst FAQ.

Zde také naleznete zásady ochrany osobních údajů (ve vašem příslušném jazyce) a můžete navštívit naši webovou stránku corowell.com.

V poli „O aplikaci“ může oficiální produkt zdravotnického prostředku najít informace o našem produktu (obrázek 3).

Můžete také nastavit dobu platnosti Pass, kterou chcete přijmout, protože uživateli byl vydán jeho elektronický Corowell Pas.














Obrázek 3

## 7 Servis a záruka

Nabízíme komplexní globální záruční ochranu, která nabývá účinnosti dnem nákupu. Podrobnosti a záruční dobu si vyžádejte od svého prodejce. Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové a / nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním nebo péčí, vystavením chemikáliím, ponořením do vody nebo nevhodným vystavením. Záruka způsobená poškozením způsobeným třetími stranami nebo neautorizovanými servisními středisky.

## 8 Symboly

Používají se následující symboly, které jsou podrobně vysvětleny dále.

	Název modelu
	Referenční číslo
	Sériové číslo
	Datum výroby
	Výrobce
	Udržujte v suchu
	Zařízení na jedno použití
	Chraňte před slunečním zářením
	Teplotní limity
	Viz uživatelská příručka
	Evropské označení shody