



Bedienungsanleitung



Deutsch

Corowell Guard App

Handbuch v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstraße 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany

Telefon: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 Benutzung der Guard App

Die Corowell Guard App wird verwendet, um die elektronischen Pässe, die von der Corowell App ausgestellt wurden, zu verifizieren und zu validieren, indem der QR-Code des elektronischen Passes gelesen wird.

2 Gegenanzeigen

- Keine

3 Anweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Corowell Guard App zum ersten Mal verwenden.

3.1 Warnhinweise

- Keine

4 Vorsichtsmaßnahmen

- Keine

5 Allgemeine Funktionen

Die Corowell Guard App wurde entwickelt, um den Benutzer bei allen Prozessen zu unterstützen, so dass der Benutzer elektronische Pässe, die von der Corowell App ausgestellt wurden, erfolgreich verifizieren und validieren kann.

Die Corowell Guard App (iOS und Android) besteht aus den folgenden Bildschirmen. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Komponenten des Corowell-Symptom-Schnelltestsystems





Abbildung 1 - Corowell Guard App Screens

6 Benutzung Corowell Guard App

Die detaillierte Verwendung des Corowell-Systems wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

6.1 Elektronischer Pass Scanning Screen

Wenn die Corowell Guard App geöffnet wird, muss der "Zugriff auf die Kamera" vom Benutzer akzeptiert werden, so dass die Kamera sofort aktiv ist, um Corowell-Pässe zu scannen.

Sobald ein Pass gescannt wird, prüft die App die Gültigkeit und Authentizität des Passes und zeigt einen von 3 "Ergebnis"-Bildschirmen an (siehe unten in Abbildung 2a "Pass OK", 2b "Pass abgelaufen" mit Angabe der Gültigkeitsdauer und 2c "Pass ungültig" mit dem Vorschlag eines ungültigen, kopierten oder nicht authentischen Passes).




Abbildung 2a




Abbildung 2b




Abbildung 2c

6.2 Sprachauswahl

Die Sprache der Corowell Guard App wird automatisch auf die Sprache der Einstellungen des Smartphones eingestellt. Wenn die Smartphone-Einstellung eine Sprache gewählt hat, die in der App nicht verfügbar ist, ist die Standardsprache Englisch.

6.3 Einstellungen

In den Einstellungen (Abbildung 3) können Sie sowohl dieses Handbuch öffnen als auch die FAQs lesen.

Hier finden Sie auch die Datenschutzerklärung (in Ihrer jeweiligen Sprache) und können unsere Website corowell.com besuchen.

Im Feld "Über" kann das offizielle Medizinprodukt Informationen über unser Produkt finden (Abbildung 3).

Sie können auch die Ablaufdauer des Passes einstellen, die Sie akzeptieren möchten, da ein Benutzer seinen elektronischen Corowell-Pass erhalten hat.















Abbildung 3

7 Service und Garantie

Wir bieten einen umfassenden globalen Garantieschutz, der am Kaufdatum in Kraft tritt. Bitte fragen Sie Ihren Verkäufer nach Einzelheiten und Garantiezeit. Diese Garantie deckt alle Material- und/oder Verarbeitungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Pflege, Einwirkung von Chemikalien, Eintauchen in Wasser oder unangemessene Exposition entstehen. Schäden, die durch Dritte oder nicht autorisierte Servicezentren verursacht wurden, setzen die Garantie außer Kraft.

8 Symbole

In den o.a. Informationen werden verschiedene Symbole verwendet. Dies sind u.a. erklärt.

	Model Name
	Referenznummer
	Seriennummer
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Trocken Lagern
	Single Use Device
	Vor Sonnenlicht schützen
	Temperatur Limite
	Siehe Handbuch
	European Conformity marking